

# ELSODENT

Des produits cliniques à la biocompatibilité +++

## Elsotemp

Ciment d'obturation provisoire fluoré



### Avantages

- Souple avant la prise pour une application parfaite du ciment dans toutes les parties de la cavité.
- Prise rapide et haute dureté finale : reprise d'une fonction masticatoire normale en un temps très court.
- Formule unique contenant de la résine pour éviter une expansion non contrôlée lors de la prise du ciment. Aucun risque de fractures de parois dentaires. De plus, Elsotemp ne se détache pas (il peut rester en bouche plus d'un mois si besoin).
- Sans eugénoles : pas d'interférence dans la prise des résines ou des composites.
- Contient du fluor : action bactériostatique.
- Étanche.
- PH neutre : pas d'agression pulpaire.
- S'élimine aux ultra-sons.

### Consistance

- Gris : souple.
- Blanc : normal.
- Rose : dur.

### Références & présentations

TPS-B	Boîte de 3 seringues de 28 g, ciment blanc
TPS-R	Boîte de 3 seringues de 28 g, ciment rose
TPP-B	Boîte de 6 pots de 28 g, ciment blanc
TPP-R	Boîte de 6 pots de 28 g, ciment rose
TPP-G	Boîte de 6 pots de 28 g, ciment gris
TPP-R1	1 pot de 28 g, ciment rose
TPP-B1	1 pot de 28 g, ciment blanc
TPP-G1	1 pot de 28 g, ciment gris
TPP-B40	1 pot de 40 g, ciment blanc
TPP-R40	1 pot de 40 g, ciment rose

DM classe IIA. Organisme certificateur : SNCH. Fabricant : G-Pharma



Téléphone : 01 30 37 75 75 - elsodent@elsodent.com www.elsodent.com  
ELSODENT, 35 Avenue du Gros Chêne - BP 50072 - HERBLAY - 95612 CERGY PONTOISE CEDEX - FRANCE